

# Qualitätsprüfung und Kontrolle

Tiernahrung (Nassfutter)



**ZEUTEC**

 made  
in  
Germany



# Der **SpectraAlyzer MEAT** für alle Parameter!

## SCHNELL, EINFACH, PRÄZISE & MODULAR

### Analytische Parameter:

Parameter	Messbereich [%]	Fehler (+ / -) *	Wiederholbarkeit
Wasser (geringer Gehalt)	23.0 - 30.0	0.25	< 0.002
Wasser (hoher Gehalt)	75.0 - 86.0	0.50	< 0.002
Eiweiß (geringer Gehalt)	1.85 - 10.79	0.35	0.01
Eiweiß (Gesamtbereich)	1.8 - 37.3	0.64	0.01
Fett (Gesamtbereich)	1.7 - 21.5	0.51	0.01
Fett (geringer Gehalt)	1.7 - 8.3	0.39	0.01
Asche	1.0 - 10.2	0.43	< 0.002

\* **RMSEP (Root Mean Squared Error of Prediction)**

### ZEUTEC Opto-Elektronik GmbH

Friedrich-Voß-Straße 11  
24768 Rendsburg  
Germany

(+49) 4331 - 136650  
moreinfo@zeutec.de  
www.spectraalyzer.com

## ZEUTEC